



flexi  
**CAST**<sup>o</sup> contention

## Chaussettes médicales de contention

Classe 2



### INDICATIONS :

Traitement et prévention des jambes lourdes, insuffisance veineuse et varices, varicosités, œdèmes, lymphoedème, thrombose veineuse profonde ou superficielle, suite de sclérothérapie et interventions chirurgicales.

### CONTRE-INDICATIONS :

Atteintes artérielles des membres inférieurs (artérite, artériopathie), lésions cutanées, réaction allergique aux matières utilisées.

### COMPOSITION :

Polyamide, élasthanne, coton.

### PRÉSENTATION :

Mesure en cm	T1	T2	T3	T4
Cheville	19-21	21-24	24-27	27-30
Code ACL beige	460 005 6	460 006 2	460 007 9	460 008 5
Code ACL noir	460 009 1	460 011 6	460 012 2	460 013 9

Hauteur unique - Pointure unique

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Pour répondre aux recommandations du médecin, la prise de mesure et le choix de la taille sont très importants. Si à l'usage, les symptômes persistent, ou si une douleur ou une irritation apparaît, demandez conseil à votre médecin.

### ENTRETIEN :

- Lavage à la main à 40°C maximum avec un savon neutre. Rincez abondamment. Ne pas utiliser d'assouplissant.
- Essorer par pression (sans le tordre), sécher à plat à température ambiante. Ne pas repasser.
- Lavez vos mi-bas ou bas de contention aussi souvent que votre linge habituel.



- Remboursement tarif Sécurité Sociale Conforme LPPR

°partenaire santé



flexi  
**CAST**<sup>o</sup> contention

## Chaussettes médicales de contention

Classe 2



### MODE D'EMPLOI :


Il est conseillé d'enfiler vos mi-bas ou vos bas de contention dès le lever, sur des jambes sèches (sans crème, pommades ou talc). Pour un bon respect du traitement, la contention doit être portée quotidiennement et la mise en place correctement effectuée.



- Enfilez vos bas ou mi-bas en position assise ou allongée
- Glissez la main à l'intérieur et saisissez-vous du talon puis retournez le bas à l'envers jusqu'au talon.



Enfilez le pied jusqu'à la pointe. Veillez au bon positionnement du talon.



Déroulez le bas le long de la jambe en prenant soin de ne pas trop tirer sur le tissu (attention aux risques d'accrocs : bagues, ongles ...).

**Pour tous conseils,**  
consultez votre pharmacien  
ou votre médecin.



**Marque Verte**

Vente exclusive en pharmacie  
SEMES S.A.

B.P. 70103 - 54183 HEILLECOURT - FRANCE



°partenaire santé