

# Chevillère de contention

marqueverte

marqueverte

marqueverte

# Fußgelenkstütze

# Enkel steunverband

F

Pour tout conseil, consultez votre pharmacien ou votre médecin.

## PRÉSENTATION :

Parfait respect morphologique grâce au tricotage tridimensionnel. Confort exceptionnel obtenu par la mise en œuvre d'une zone souple sur le coup de pied (A) et d'une zone allégée au niveau du talon (B). Coloris noir.



## MODE D'EMPLOI :

- Mesurer le tour de cheville 5 cm au-dessus des malléoles.
- Enfiler la chevillère en tirant sur le bord supérieur en positionnant bien le talon.

## COMPOSITION :

Polyamide, polyester, élasthanne.

## INDICATIONS :

Entorse bénigne, instabilité ligamentaire, séquelle d'entorse, reprise d'activités.

| Taille                               | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tour de cheville <sup>(1)</sup> (cm) | 19/20     | 21/22     | 23/24     | 25/26     | 27/28     |
| Code ACL                             | 967 524 8 | 967 525 4 | 967 274 1 | 967 526 0 | 967 275 8 |
| Code CNK                             | 2674-109  | 2674-117  | 2674-133  | 2674-141  | 2674-166  |


(1) Mesurer le tour de cheville 5 cm au-dessus des malléoles.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas mettre la chevillère sur une peau lésée. Éviter de mettre en contact avec de la pommade. Ne pas utiliser en cas d'entorse grave de la cheville.

## ENTRETIEN :

Lavage à la main à 30° avec un savon neutre. Essorer par pression, sécher à plat à température ambiante.



Vente exclusive en pharmacie.

Semes S.A.  
B.P. 70103 - 54183 HEILLECOURT - FRANCE  
Fabriqué en France



V1 - Février 2010

D

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## DARREICHUNGSFORM:

Perfekte Anpassung an die Morphologie mit dreidimensionalem Gestrick. Selbsthaftender Stabilisierungs- und Haltegurt zur Anpassung der Stützfunktion. Außergewöhnlicher Komfort durch Elastikbereich auf dem Spann (A) und dünnerem Bereich an der Ferse (B).



## ANWENDUNG:

- Den Knöchelumfang 5 cm über den Knöcheln messen.
- Die Fußgelenkbandage anlegen, indem Sie am Oberrand ziehen und die Ferse in die richtige Position bringen.

## ZUSAMMENSETZUNG:

Polyamid, Polyester, Elasthan.

## ANWENDUNGSGEBIETE:

Leichte Verstauchung, Bänderinstabilität, Folgen von Verstauchungen, Wiederaufnahme der Berufstätigkeit.

| Größe                             | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Knöchelumfang <sup>(1)</sup> (cm) | 19/20     | 21/22     | 23/24     | 25/26     | 27/28     |
| ACL-Code                          | 967 524 8 | 967 525 4 | 967 274 1 | 967 526 0 | 967 275 8 |
| CNK-Code                          | 2674-109  | 2674-117  | 2674-133  | 2674-141  | 2674-166  |

(1) Den Knöchelumfang 5 cm oberhalb der Knöchel messen.

## VORSICHTSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH:

Die Fußgelenkbandage nicht auf die verletzte Haut legen. Den Kontakt mit der Pomade vermeiden. Bei schweren Verstauchungen des Knöchels nicht verwenden. Bei Schmerzempfindung den selbsthaftenden Gurt etwas lockern.

## PFLEGE:

Bei 30°C mit neutraler Seife von Hand waschen. Ausdrücken, bei Raumtemperatur flach liegend trocknen.



°partenaire santé

NL

Stel uw vragen aan uw arts of apotheker.

## PRESENTATIEVORM:

De morfologie wordt perfect gerespecteerd dankzij het in drie richtingen rekbaar elastisch weefsel. Hij is uitzonderlijk comfortabel dankzij een soepele zone op de wreef (A) en een lichte zone ter hoogte van de hiel (B).



## GEBRUIKSAANWIJZING:

- Meet de enkelomtrek 5 cm boven de enkel.
- Trek het enkelverband aan door aan de bovenrand trekken, en zorg dat de hiel goed zit.

## SAMENSTELLING:

Polyamide, polyester, elasthan.

## INDICATIES:

Goedaardige verstuiking, ligamentaire instabiliteit, nasleep van een verstuiking, het hervatten van de activiteiten.

| Maat                            | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Enkelomtrek <sup>(1)</sup> (cm) | 19/20     | 21/22     | 23/24     | 25/26     | 27/28     |
| ACL-Code                        | 967 524 8 | 967 525 4 | 967 274 1 | 967 526 0 | 967 275 8 |
| CNK-Code                        | 2674-109  | 2674-117  | 2674-133  | 2674-141  | 2674-166  |

(1) Meet de enkelomtrek 5 cm boven de enkel.

## VOORZORGSMAATREGELEN:

Draag het enkelverband niet op een beschadigde huid. Vermijd het contact met een pommade. Nietgebruiken bij een zware enkelverstuiking. Maak de riemmet klittenband een beetje los als het enkelverband niet comfortabel aanvoelt.

## ONDERHOUD:

Was met de hand op 30° met een neutrale zeep. Drukken om uit te wringen, plat drogen bij omgevingstemperatuur.



°partenaire santé

°partenaire santé